

Instalace	6. února 2016
Oblast neutralizace	Prostor místnosti tavení plastů
Technická data	Místnost - rozměry 15 x 7 x 3 m
Použité produkty	2 gelové patrony (bar): Gelactiv® APO
Použitá technologie	1 zařízení AirForce® Plus STAR
Obměna náplní	1 gelová patrona měsíčně (33% obměna)

Místnost tavení plastů s pohybem zaměstnanců



Zařízení AirForce® Plus STAR



Umístění zařízení AirForce® Plus STAR u stroje tavení s nejvyšším výkonem zápach



Bližší pohled na zařízení AirForce® Plus STAR

