

Instalace	21. července 2015
Oblast neutralizace	Potrubí z linky na výrobu silikonového polymeru
Technická data	Potrubí \varnothing 90 mm - průtok vzdušniny cca 120 m ³ /h
Hlavní látky	Trimethylamin
Použité produkty	8 gelových plátů (cartridge): Gelactiv [®] TMA
Použitá technologie	1 zařízení Smellmeister [®] 80G
Obměna náplní	2 gelové pláty měsíčně (25% obměna)

Smellmeister[®] 80G



Přivedení tlakové hadice ze zařízení Smellmeister[®] 80G k výtlačné trysce



Zavedení výtlačné trysky do potrubí

